

## Instructiuni recoltare proba saliva si pregatire colet transport

Pentru testarea genetica este necesara o proba de saliva, din aceasta urmand sa se extraga ADN-ul necesar analizelor ulterioare

### I. Inainte de recoltare:

- **in aceasi zi NU:**

- efectuati tratamente stomatologice.
- folositi ruj sau alte produse similare

- **cu 60 de minute NU:**

- mancati
- beti (alte lichide inafara de apa)
- va spalati pe dinti
- fumati
- mestecati guma

- **verificati componenta kit-ului de recoltare saliva:**

- Tub recoltare
- Palnie
- Consimtament
- Instructiuni de recoltare

### II. Recoltare saliva, etape de efectuat

- Clatiti usor gura cu apa
- Relaxati si masati obrazii (de aproximativ 10 ori) pentru a ajuta eliberarea salivei.
- Desfaceti capacul tubului si asezati-l la indemana pentru a-l folosi la final.
- Insurubati in locul capacului desfacut, palnia cu lichidul de conservare.
- Mentineti tubul cu palnia montata in pozitie vertical.
- Deschideti capacul palniei fara a trage de banda argintie.
- Scuiptati in palnie pana cand saliva (fara bule) ajunge la prima linie (1ml) de jos.
- Inchideti/apasati capacul palniei pana cand auziti un click.
- Trageti de banda argintie care elibereaza lichidul de conservare, ca acesta sa se amestece cu saliva.
- Indepartati palnia. De palnie nu veti mai avea nevoie si nici nu trebuie returnata.

**Smart EpiGenetX SRL,**

Bld. Pipera, 4C, Vila C5, Voluntari, Ilfov 077191,  
Tel.: 0722516200, [office@genetx.eu](mailto:office@genetx.eu), [www.genetx.eu](http://www.genetx.eu)

- Inchideti tubul folosind capacul, asigurati-va ca este bine inchis.
- Omogenizati saliva cu substanta conservanta prin miscarea tubului in sus si jos, in plan vertical, de minim 10 ori.

### **III. Identificarea probei de saliva**

In kitul de recoltare aveti 3 etichete cu acelasi cod de bare:

- Una din etichete este lipita pe tubul recoltor.
- Celelalte 2 etichete sunt lipite pe cele 2 documente "Consimtamant informat testare genetica",

Va rugam sa verificati ca toate cele trei etichete au acelasi cod numeric.

### **IV. Pregatirea documentelor si organizarea transportului probei catre laborator**

- Persoana care urmeaza sa-si faca testul genetic trebuie sa semneze documentul "Consimtamant informat testare genetica", acesta reprezentind acordul persoanei testate pentru efectuarea analizei ADN.
- Puneti un exemplar semnat al documentului "Consimtamant informat testare genetica" in cutia kitului de recoltare, impreuna cu proba recoltata.
- Pastrati kitul de recoltare cu proba recoltata in el la temperatura camerei
- Anuntati reprezentantul GenetX ca proba a fost recoltata pentru a organiza transportul catre laborator.

Rezultatele testului se primesc in aproximativ 7- 8 saptamani de la recoltare.

**TESTUL SE REALIZEAZA O SINGURA DATA IN VIATA!**